

Navina Insert

Kuvaus

Navina Insert on pehmeä, joustava, nestetäytteinen rektaalitamponi, joka on suunniteltu estämään ulosteinkontinenssi. Tuote on epästeriili ja kertakäyttöinen.

Käyttöaiheet

Navina Insert on tarkoitettu uloste-inkontinenssista johtuvan tahattoman ulosteen karkailun hoitoon. Rektaalitamponi on suunniteltu itse paikalleen asetettavaksi ja sitä käytetään estämään tahaton ulosteen karkailu peräsuolesta.

Riskit

- Mahdollinen peräaukon tai anaalikanavan lievä ärsytys tai epämukavuus
- Tamponin mahdollinen siirtyminen anaalikanavaan ja peräsuoleen
- Tamponin odottamaton ulos työntyminen

Varoitukset, varotoimet ja vasta-aiheet

Ulosteinkontinenssia voidaan hoitaa lääketieteellisesti. Fecal Incontinence Insert -tuotetta ei ole tarkoitettu korvaamaan tahattoman ulosteen karkailun kirurgisia hoitovaihtoehtoja. Kysy neuvoa lääkäriltäsi.

- Navina Insert on vasta-aiheinen lapsipotilaille.
- Tuote on epästeriili ja kertakäyttöinen. Uudelleenkäyttö voi johtaa tuotteen rikkoutumiseen.
- Ei saa käyttää, jos pakkaus on valmiiksi avattu tai vahingoittunut.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on silikoniallergia.
- Ei saa käyttää peräpuikkojen kanssa.

Lopeta Navina Insert -tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriisi, jos sinulla on:

- Verta ulosteessa tai verenvuotoa peräsuolesta.
- Verta vuotavat peräpukamat.
- Peräaukon/peräsuolen kipua, ärsytystä, kouristuksia, repeämiä tai haavaumia.
- Anaalikanavaan tai peräsuoleen siirtynyt Navina Insert, joka ei ole poistunut seuraavan WC-käynnin yhteydessä
- Tai jos sinulle on tehty peräsuolen leikkaus viimeisten 4 viikon aikana.

Navina Fecal Incontinence Insert

Viite	Tyyppi	Erittely
6930400	Navina Insert, Standard	Laatikossa 30 kpl
6930500	Navina Insert, Large	Laatikossa 30 kpl
6930600	Navina Insert, aloituspakkaus	Laatikossa 5 kpl Standard ja 5 kpl Large -koko



Me Wellspectillä kehitämme innovatiivisia kontinenssihoitoratkaisuja, jotka parantavat suolen ja rakon toimintahäiriöistä kärsivien elämänlaatua. Sen lisäksi, että tuotteemme edistävät käyttäjiensä terveyttä ja hyvinvointia, ne myös vahvistavat heidän itseluottamustaan ja riippumattomuuttaan. LoFric®- ja Navina™-tuotemerkkiemme ansiosta olemme olleet alan johtava valmistaja jo yli 40 vuoden ajan. Pyrimme aina minimoimaan tuotteidemme ympäristövaikutukset, ja intohimoisena tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius. Työskentelemme yhdessä tuotteidemme käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme hoitotuloksia kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat verkkosivustolta [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Osallistu keskusteluun LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

Navina insert



Valmistaja:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976
Yhdysvallat
507-533-0366



R_x Only



Maahantuoja:
Wellspect HealthCare
Aminogatan 1
P.O. Box 14, SE-431 21
Mölnådal, Ruotsi
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany