



*Huomaamaton muotoilu.*

*Käyttäjätavallinen kahvaosa takaa hyvän otteen katetrin letkuosaan koskematta.*

*Takana on tarralappu luotettavaa ripustamista varten.*

*Välitön aktivointi. Tuote sisältää steriilin suolaliuoksen. Vain puristus ja katetri on käyttövalmis.*

*Avausliuska.*

*Katetripakkausta voidaan käyttää hygieeniseen ja huomaamattomaan hävittämiseen käytön jälkeen.*

*Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalatteja eikä lateksia.*

*Sileät silmäaukot.*



*LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™ Pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.<sup>1</sup>*

### Käyttötarkoitus

LoFric® Sense™ kertakäyttöinen naisten virtsakatetri on tarkoitettu toistokatetrointiin.

### Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

### Pakkaus

Rasiassa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 4 rasiaa.

### Valmistusmateriaalit

**Hydrofiilinen pinnoite:** polyvinyylipyrrolidoni (PVP).

**Katetri:** polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

**Vesitasku:** laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), alumiinia ja polyeteeniä (PE). Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

**Yksittäispakkaus:** laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET) ja polyeteeniä (PE).

### Tuotevalikoima

| Tuotenumero | Malli                           | Pituus | Koko  |
|-------------|---------------------------------|--------|-------|
| 416 08 20   | LoFric® Sense™ Nelaton (female) | 15 cm  | CH 08 |
| 416 10 20   | LoFric® Sense™ Nelaton (female) | 15 cm  | CH 10 |
| 416 12 20   | LoFric® Sense™ Nelaton (female) | 15 cm  | CH 12 |
| 416 14 20   | LoFric® Sense™ Nelaton (female) | 15 cm  | CH 14 |

*Katetrin letkuosan pituus, eli pituus joka voidaan viedä virtsaputkeen on 10 cm.*



*Käyttäjätavallinen rasia.*

**LoFric® Sense™**

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden nostamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita virtsarakon ja suoliston hallintaan mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotka innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme palveluitamme kestävällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A real difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

**wellspect.fi**

