



Huomaamaton muotoilu.

*Käyttäjäturvallinen asetin/
kahva takaa hyvän otteen
katetrin letkuosaan koskematta.*

*Pakkauksen takana on
tarralappu luotettavaa
ripustamista varten.*

*Välitön aktivointi. Tuote sisältää
steriilin suolaliuoksen. Vain
puristus ja katetri on käyttövalmis.*

Avausliuska.

*Ulkopakkaus toimii hygieenisenä
ja huomaamattomana
roskapussina.*

*Valmistuksessa ei ole käytetty
PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.*

Sileät silmäaukot.^{1,2}



*LoFric-katetreissa on
ainutlaatuinen Urotonic™
-pintarakenne. Se varmistaa
katetrin pysymisen miellyttävänä
ja turvallisena sekä sisäänviennin
että poistamisen aikana.^{3,4}*



Käyttäjäturvallinen rasia.

Tuotekuvaus

LoFric® Sense™, kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri on tarkoitettu toistokatetrintiin.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Käytä ennen pakkauksen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria.
Kuljetuslaatikossa on 4 rasiaa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite:
Polyvinyyliipyrrolidoni (PVP).

Katetrin:
Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Nestetasku: Laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), alumiinia ja polyeteeniä (PE). Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

Yksittäispakkaus: Laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET) ja polyeteeniä (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
416 08 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
416 10 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
416 12 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
416 14 20	LoFric® Sense™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14

*Katetrin letkuosan pituus. eli pituus, joka voidaan vied virtsaputkeen on 10 cm.

Viitteet

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoittemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestävällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only