




LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{1,2}



Voidaan taittaa kätevään, huomaamattomaan taskukokoon.



Nelaton Tiemann Flexible

Tuotekuvaus

LoFric® Origo™, kertakäyttöinen hydrofiilinen virtsakatetri ja suolaliuos aktivointia varten.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 4 laatikkoa. 5 katetria näytepakkauksessa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: Polyvinyylipyrrolidoni (PVP).

Katetrin pinnoite: Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Nestetyyny: Laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), alumiinia ja polyeteeniä (PE). Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

Yksittäispakkaus: Päälylskalvo: laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET) ja polyeteeniä (PE). Pohjakalvo: polyolefiini.

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
442 08 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
442 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
442 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 12
443 10 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
443 12 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
443 14 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
443 16 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
443 18 20	LoFric® Origo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
444 10 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
444 12 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
444 14 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
444 16 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
444 18 20	LoFric® Origo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18
445 12 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 12
445 14 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 14
445 16 20	LoFric® Origo™ Flexible (male)	40 cm	CH 16

Kaikki tuotteet saatavilla näytepakkauksessa, 5 katetria.



Käyttäjäystävällinen pakkaus. Näytepakkaus, 5 katetria.

LoFric® Origo™



Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only