



Iso lenkki avaamista ja ripustamista varten.

Liimapinta takana pakkauksen ripustamista varten.

Välitön aktivointi. Tuote sisältää steriilin suolaliuoksen. Vain puristus, ja katetri on käyttövalmis.

Asetin. Pitävä ote koskettamatta katetria sormin.



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™ Pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.¹



Kokoon taitettavissa ja huomaamaton.

Sileät silmäaukot².

Tuotekuvaus

Kertakäyttöinen hydrofiilinen virtsakatetri ja suolaliuos aktivointia varten.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

Laatikossa on 30 yksittäispakattua katetria.

Kuljetuspakkaus sisältää joko 4 tai 2 laatikkoa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: polyvinyyliipyrrolidoni (PVP).

Katetri: polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Steriiliä suolaliuosta sisältävä tasku: laminaattikalvo polyeteenitereftalaattia (PET), polyeteeniä (PE) ja alumiinia. Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

Yksittäispakkaus: Polyeteeni (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 06
411 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
411 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
414 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
414 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
414 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
414 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18

LoFric® Primo™

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988
2. Lundgren et al. 2000; Newman et al. 2018.

Me Wellspectissä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka muuttavat ihmisten elämää. Olemme sitoutuneet kannustamaan käyttäjiämme itseluottamuksen ja itsenäisyyden kasvattamiseen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 30 vuoden ajan LoFric® ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Luomme virtsarakon ja suoliston hallintaan tarkoitettuja luotettavia ja helppokäyttöisiä tuotteita, joilla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Pyrimme intohimoisesti tulemaan ilmastoneutraaliksi ja tekemään tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. He innostavat meitä jatkuvasti parantamaan tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla, nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A real difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja käynnistämästämme Advancing Continence Care Together (ACCT) -ohjelmasta on osoitteessa [Wellspect.fi](https://www.wellspect.fi).

Seuraa meitä myös Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

