

Navina Mini tuotetiedot

Tuotekuvaus

Pienen nestemäärän suolihuuhtelulaite (185ml).

Säilyvyys ja käyttö

Kaikkien Navina Mini komponenttien säilyvyys on 2 vuotta.

Kartio on kertakäyttöinen tuote, eikä sitä saa käyttää uudelleen. Vesisäiliötä ja lisätarvikkeena tulevaa jatkoletkua voi käyttää 60 kertaa.

Valmistusmateriaalit

Tuotteen pääkomponentit: vesisäiliö, rektaalikartio ja jatkoletku on valmistettu termoplastisesta elastomeeristä (TPE).

Kartion hydrofiilinen pinta:

Polyvinyyliipyrrolidoni (PVP).

Sisäpakkauksen materiaali: polyeteeni (PE).

Ulkopakkauksen materiaali: Kartonki ja aaltokartonki.

Navina Minin valmistuksessa ei ole käytetty lateksia, PVC:tä tai ftalaatteja.

Käyttötarkoitus

Navina Mini on tarkoitettu suolihuuhteluun, jossa peräsuoleen johdetaan pieni määrä vettä kertakäyttöisen rektaalikartion kautta.

Käyttöaiheet

Navina Mini on tarkoitettu aikuisille, nuorille ja vähintään 3-vuotiaille lapsille, joiden suoli ei tyhjene kunnolla ja/tai joilla on ulosteinkontinenssia.

Vasta-aiheet

ÄLÄ käytä Navina Mini -järjestelmää, jos sinulla on yksi tai useampi seuraavista vasta-aiheista:

- Tiedossa oleva peräaukon stenoosi.
- Aktiivinen tulehduksellinen suolistotauti.
- Akuutti divertikuliitti ja divertikkelin märkäpesäke.
- Paksu- ja peräsuolen syöpä.
- Iskeeminen koliitti.
- Aiempi peräaukon tai paksu- ja peräsuolen leikkaus alle 3 kuukautta sitten.

Koska luettelo ei välttämättä ole tyhjentävä, terveydenhuollon ammattilaisten on aina otettava huomioon myös yksilölliset tekijät.



Navina Mini

Viite	Tyyppi	Spesifikaatio
6931000	Navina Mini aloitussetti	1 vesisäiliö, 5 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930700	Navina Mini setti	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota
6930800	Navina Mini jatkosetti	1 vesisäiliö, 30 rektaalikartiota, 1 jatkoletku
6930900	Navina Mini täyttösetti	30 rektaalikartiota

Navina™ Mini



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.fi

