

LoFric Elle Pro-katetrit – tuotetietolehti

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE

LoFric® Elle™ Pro on hydrofiilinen, käyttövalmis kertakäyttökateetri, jossa on useita silmäaukkoja ja joka on suunniteltu mahdollistamaan virtsarakon täydellinen tyhjentäminen ilman tarvetta katetrin uudelleenasetteluun.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä.
Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Pakkaus

Rasiassa on 30 katetria.
Kuljetuslaatikossa on 2 rasiaa.
5 katetria näytepakkausta kohden.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite:
Polyvinyylipyrrolidoni (PVP).

Kateetri: Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Kasteluneste:
Vesipohjainen kasteluneste, jossa on glyserolia.

Tuotepakkaus: Polypropyleeni.

Tuotevalikoima

Tuote	Malli	Pituus	Koko	Silmäaukkojen lukumäärä
419 10 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	12
419 12 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	12
419 14 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	12

*Kateetrin letkuosan pituus, eli pituus, joka voidaan viedä virtsaputkeen on 10 cm.
Kaikki tuotteet saatavana 5 katetrin näytepakkausessa.

LoFric Elle Pro



Käyttäjäturvallinen rasia.



- **LoFric Elle Pro -katetrin useat silmäaukot** on suunniteltu mahdollistamaan virtsarakon täydellinen tyhjentäminen ilman tarvetta katetrin uudelleenasetteluun.¹
- **Katetroinnin onnistumisprosentti** paranee – L-muotoinen kahva parantaa näkyvyyttä peiliä käytettäessä ja helpottaa Virtsaputken suuaukon paikantamista. Se mahdollistaa pystymmän, luonnollisemman asennon katetroitaessa.
- **L-muotoinen** kahva takaa hyvän otteen ja ulottuvuuden ilman kosketusta paljain käsin.
- **Käyttövalmis** – Valmis käytettäväksi, mahdollistaen nopean käsittelyn ja katetroinnin.
- **Sileät silmäaukot.**
- **Valmistuksessa ei ole** käytetty PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.
- **LoFric-katetreissa on** ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{2,3}
- **Alempi säiliö on** kierrätettävissä muovina (polypropyleeni).



LoFric® Elle™ Pro

Viitteet

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

Wellspectillä kehitämme innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka aikaansaavat konkreettisen vaikutuksen niiden ihmisten elämässä, jotka tarvitsevat apua inkontinenssin hallinnassa - antaen heille mahdollisuuden elää jokainen päivä täysipainoisesti. Olemme olleet luotettava terveydenhuollon edelläkävijä yli 40 vuoden ajan tuotemerkeillämme LoFric® ja Navina™, ja jatkamme käyttäjäystävällisten ratkaisujemme saatavuuden laajentamista. Pyrimme päivittäin ylläpitämään korkeimpia laatustandardeja samalla kun minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Tekemällä tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tavoittemme on parantaa hoitotuloksia ja ihmisten elämänlaatua ympäri maailmaa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme saat osoitteesta wellspect.fi
Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, Miestentie 9 C, 02150 Espoo, Finland. Puh.: +358 9 867 6160.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only