



Liittimet ovat eri värisiä katetrin halkaisijan mukaan.

Pakkauksen takana tarjalappu ripustamista varten.

Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{1,2}



DILATION CATHETER
CATHETER PER DILAZIONE

CE
Wellspect®
Dila-Cath
Nel 40cm
CH16 / 5.3mm
Lot 40616
3.01 920007
2025-02-01
A4 00127

Tuotekuvaus

LoFric® Dila-Cath™, kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri on tarkoitettu uusvien virtsaputken kuroumien hoitoon. Katetrissa ei ole tyhjennyssilmukoita, joten sitä ei voida käyttää virtsarakon tyhjentämiseen.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu etyleenioksidikaasulla. Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

Pakkaus

30 katetria laatikossa ja
2 laatikkoa kuljetuspakkauksessa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite:

Polyvinyyliipyrrolidoni (PVP) ja pöytäsuola (NaCl).

Katetrin pinnoite:

Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Yksittäispakkaus:

Lakattu paperi, laminoitu polypropyyleeni (PP) / polyamidi (PA) / polyetyyleeni (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
406 16 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 16
406 18 00	LoFric® Dila-Cath™ Nelaton	40 cm	CH 18



Käyttäjätavallinen rasia.



LoFric® Dila-Cath™

Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun Linkedissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, 02230 Espoo, Suomi.
Puhelin: +358 9 867 6160. www.wellspect.fi

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only