



Asetin/kahva on eri värinen riippuen katetrin halkaisijasta.

Iso lenkki avaamista ja ripustamista varten.

Välitön aktivointi. Tuote sisältää steriilin suolaliuoksen. Vain puristus, ja katetri on käyttövalmis.

Liikuttava asetin takaa paremman otteen, ilman, että katetrin letkuosaan tarvitsee koskea paljain käsin.

Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.<sup>1,2</sup>

Sileät silmäaukot.<sup>3,4</sup>



Kokoon taitettavissa ja huomaamaton.



Nelaton Tiemann

## Tuotekuvaus

LoFric® Primo™, kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri on tarkoitettu virtsarakon kerta- ja toistokatetrointiin. Tuote sisältää steriilin suolaliuoksen pinnan aktivoimista varten.

## Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

## Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 4 laatikkoa.

## Valmistusmateriaalit

**Hydrofiilinen pinnoite:**  
Polyvinyylipyrrolidoni (PVP).

**Katetrin pinnoite:**  
Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

**Steriili liuostasku:**  
Laminaattikalvo polyeteenireftalaattia (PET), polyeteeniä (PE) ja alumiinia. Steriili vesi ja natriumkloridi (NaCl).

**Tavaran pakkaus:**  
Polyeteeni (PE).

## Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
410 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 08
410 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 10
410 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 12
410 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 14
410 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 16
410 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (male)	40 cm	CH 18
411 06 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 06
411 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 08
411 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (pediatric)	20 cm	CH 10
413 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 08
413 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 10
413 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 12
413 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 14
413 16 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 16
413 18 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	20 cm	CH 18
414 08 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 08
414 10 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 10
414 12 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 12
414 14 00	LoFric® Primo™ Nelaton (female)	15 cm	CH 14
415 10 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 10
415 12 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 12
415 14 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 14
415 16 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 16
415 18 00	LoFric® Primo™ Tiemann (male)	40 cm	CH 18



Käyttäjäturvallinen pakkaus



LoFric® Primo™

#### Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun Linkedissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

**wellspect.fi**

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, 02230 Espoo, Suomi.  
Puhelin: +358 9 867 6160. [www.wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only