




Luer-lock. Turvallinen liitin, joka minimoi roiskeiden ja tahattoman altistumisen riskin. Virtsarakkoon annettavat liuokset pidetään täysin suljetussa tilassa.*

Asetin/kahva on eri värinen riippuen katetrin halkaisijasta.

Pakkauksen takana on tarralappu ripustamista varten.

Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalatteja eikä lateksia.



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{1,2}

Sileät silmäaukot.^{3,4}



Nelaton Tiemann

Tuotekuvas

Kertakäyttöinen, hydrofiilinen LoFric® Insti-Cath™-virtsakatetri on tarkoitettu toistuvaan virtsarakon sisäiseen liuoksen antoon.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu etyleenioksidikaasulla. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

Laatikossa on 30 tai 10 yksittäispakattua katetria. Kuljetuspakkauksessa on 2 tai 4 laatikkoa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: polyvinyylipyrrolidoni (PVP) ja natriumkloridi (NaCl).

Katetri: polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Yksittäispakkaus: lakattu paperi, laminaattikalvo polypropyleeniä (PP) / polyamidia (PA) / polyetyleenä (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
407 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 08
407 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 10
407 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 12
407 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (male)*	40 cm	CH 14
408 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 08
408 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 10
408 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 12
408 14 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (female)*	20 cm	CH 14
409 12 00	LoFric® Insti-Cath™ Tiemann (male)*	40 cm	CH 12
440 08 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 08
440 10 00	LoFric® Insti-Cath™ Nelaton (paediatric)*	20 cm	CH 10

* Käytä vain liuoksia, jotka on hyväksytty virtsarakon sisäiseen antoon, ja noudata käyttöä koskevia ohjeita.



Käyttäjäturvallinen rasia.

LoFric® Insti-Cath™

Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun Linkedissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, 02230 Espoo, Suomi.
Puhelin: +358 9 867 6160. www.wellspect.fi

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only