

### Tuotekuvaus

LoFric® Elle™, kertakäyttöinen hydrofiilinen, naisille suunniteltu hydrofiilinen virtsakatetri.

### Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu säteilyttämällä. Käytä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.

### Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 2 rasiaa.

### Valmistusmateriaalit

**Hydrofiilinen pinnoite:**  
Polyvinyylipyrrolidoni (PVP).

**Katetrin pinnoite:**  
Polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

**Kasteluneste:**  
Vesipohjainen kasteluneste, jossa on glyserolia.

**Yksittäispakkaus:**  
Polypropyleeni.


### Tuotevalikoima

Tuote	Malli	Pituus	Koko
418 10 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10
418 12 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12
418 14 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14

\*Katetrin letkuosan pituus. eli pituus, joka voidaan viedä virtsaputkeen on 10 cm.



Käyttäjäturvallinen rasia.



- Ergonominen, käyttäjäturvallinen suunnittelu, taivutetulla kahvalla - mahdollistaen hyvän otteen katetriin käsin koskematta. Yhdistettävissä virtsankeräyspussiin tai jatkoletkuun.
- Käyttövalmis – Valmis käytettäväksi, mahdollistaen nopean käsittelyn ja katetroinnin.
- Tyylikäs & Huomaamaton
- Alempi säiliö on kierrätettävissä muovina (polypropyleeni)™
- Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.
- Sileät silmäaukot.<sup>1,2</sup>
- LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.<sup>3,4</sup>



LoFric® Elle™

#### Viitteet

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

**Wellspect. A Real Difference.**

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun Linkedissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

**wellspect.fi**

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, FI-02230 Espoo, Suomi.  
Puhelin: +358 9 867 6160. [www.wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.com](https://www.wellspect.com)

CE 2797

Rx Only