



Asetin/kahva on eri värinen riippuen katetrin halkaisijasta.

Pakkauksen takana on tarralappu luotettavaa ripustamista varten.

Valmistuksessa ei ole käytetty PVC:tä, ftalaatteja eikä lateksia.



LoFric-katetreissa on ainutlaatuinen Urotonic™-pintarakenne. Se varmistaa katetrin pysymisen miellyttävänä ja turvallisena sekä sisäänviennin että poistamisen aikana.^{1,2}

Sileät silmäaukot.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Käyttäjäturvallinen rasia.

Tuotekuvas

Kertakäyttöinen, hydrofiilinen LoFric®-virtsakatetri on tarkoitettu virtsarakon toistokatetointiin.

Sterilointi ja käyttöikä

Steriloitu etyleenioksidikaasulla. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Pakkaus

Laatikossa on 30 katetria. Kuljetuslaatikossa on 2 tai 4 rasiaa.

Valmistusmateriaalit

Hydrofiilinen pinnoite: polyvinyylipyrrolidoni (PVP) ja natriumkloridi (NaCl).

Katetri: polyolefiinipohjainen elastomeeri (POBE).

Yksittäispakkaus: lakattu paperi, laminaattikalvo polypropyleeniä (PP) / polyamidia (PA) / polyetyleeniä (PE).

Tuotevalikoima

Tuotenumero	Malli	Pituus	Koko
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

Viitteet

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun Linkedissä, Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.

wellspect.fi

Wellspect Oy, PL 96, Piispansilta 9, FI-02230 Espoo, Suomi.
Puhelin: +358 9 867 6160. www.wellspect.fi

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only